

Бульон с лизином Broth with Lysine Hydrochloride (M687)

ФСЗ 2009/03705

бульон, Мюллера, для дифференциации бактерий по их способности декарбоксилировать аминокислоты, флакон, 100 г / 500 г

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | бульон                                                                        |
| Вид        | Мюллера                                                                       |
| Назначение | для дифференциации бактерий по их способности декарбоксилировать аминокислоты |
| Упаковка   | флакон                                                                        |
| Фасовка    | 100 г / 500 г                                                                 |

Дополнительные характеристики

Среды используют для дифференциации бактерий по их способности декарбоксилировать аминокислоты.