

Бульон с орнитином Broth with Ornithine Hydrochloride (M688)

ФСЗ 2009/03705

бульон, Мюллера, для дифференциации бактерий по их способности декарбоксилировать аминокислоты, флакон, 100 г / 500 г

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	бульон
Вид	Мюллера
Назначение	для дифференциации бактерий по их способности декарбоксилировать аминокислоты
Упаковка	флакон
Фасовка	100 г / 500 г

Дополнительные характеристики

Среды используют для дифференциации бактерий по их способности декарбоксилировать аминокислоты.