

Бульон Шадлера Schaedler Broth (M292)

ФСЗ 2009/03707

бульон, Шадлера, для культивирования широкого
круга микроорганизмов, флакон, 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	бульон
Вид	Шадлера
Назначение	для культивирования широкого круга микроорганизмов
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Предназначен для культивирования широкого круга микроорганизмов, главным образом для выделения строгих анаэробов или факультативно-анаэробных бактерий.