

Рулоны для стерилизации PMS Steripack Tyvek

ФСЗ 2009/04352

рулон, плоский, термосвариваемый, ПАР / ЭО / ПЕР /
ФОРМ / РАД, размеры 50-500 мм × 70 м, Tyvek

PMS Tibbi Cihazlar Teknolojisi, Турция



Характеристики

Вид	рулон
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ПЕР / ФОРМ / РАД
Размеры	50-500 мм × 70 м
Материал	Tyvek

Описание

Рулоны для стерилизации PMS Steripack Tyvek изготовлены из материала Тайвек. Обладают высокой прочностью, долговечностью и сопротивлением разрыву. Применяются для стерилизации этиленоксидом, радиацией, перекисью водорода в газовой плазме.

Материал: Tyvek

- ☐Превосходные микробные барьерные свойства
- ☐Легкая очистка и гарантия стерильности
- ☐Широкий диапазон температур запаивания
- ☐Легкое сваривание на термосваривочных машинах
- ☐Понятное и точное изменение цвета индикатора

Кат. №	Размеры	В упаковке
ТУ 0570	50 мм × 70 м	12 шт.
ТУ 7570	75 мм × 70 м	8 шт.
ТУ 1070	100 мм × 70 м	6 шт.
ТУ 1570	150 мм × 70 м	4 шт.
ТУ 2070	200 мм × 70 м	4 шт.
ТУ 2570	250 мм × 70 м	2 шт.
ТУ 3070	300 мм × 70 м	2 шт.
ТУ 3570	350 мм × 70 м	2 шт.
ТУ 4070	400 мм × 70 м	2 шт.
ТУ 5070	500 мм × 70 м	2 шт.