

Крепированная бумага ВИНАР СтериТ

РЗН 2013/111

крепированная бумага, в листах, длина 150-2000 мм,
ширина 150-2000 мм

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Вид	крепированная бумага
Упаковка	в листах
Длина	150-2000 мм
Ширина	150-2000 мм

Дополнительные характеристики

Бумага крепированная «СтериТ®» – бумага плотностью 60 г/м² для паровой, воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации. Крепированная бумага «СтериТ®» проницаема для определённых стерилизующих агентов и непроницаема для микроорганизмов при соблюдении правил упаковывания, режимов стерилизации, условий и сроков хранения в ней простерилизованных изделий.

Характеристики продукта

- Стандартные цвета – белый, голубой и зелёный;
- Соответствует требованиям DIN EN 868, ГОСТ ISO 11607-1-2018;
- Сохраняет прочность и целостность во время и после стерилизации;
- Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации – до 6 месяцев;
- Гарантийный срок годности – 5 лет.

Размеры

Длина: 150-2000 мм.
Ширина: 150-2000 мм.