

Крафт-бумага ВИНАР СтериТ

РЗН 2013/111

крафт бумага, в листах / в рулонах, длина 150-2000 мм, ширина 150-2000 мм

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Вид	крафт бумага
Упаковка	в листах / в рулонах
Длина	150-2000 мм
Ширина	150-2000 мм

Дополнительные характеристики

Бумага мешочная (крафт) «СтериТ®» – бумага плотностью 70 г/м² и 78 г/м² из небеленой целлюлозы, разработана для паровой, воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной, радиационной и пероксидной стерилизации. Бумага мешочная «СтериТ®» проницаема для определённых стерилизующих агентов и непроницаема для микроорганизмов при соблюдении правил упаковывания, режимов стерилизации, условий и сроков хранения в ней простерилизованных изделий.

Характеристики:

- соответствует требованиям DIN EN 868, ГОСТ ISO 11607-2011;
- сохраняет прочность и целостность во время и после стерилизации;
- срок сохранения стерильности изделий после стерилизации – 6 месяцев;
- гарантийный срок годности – 5 лет.

Размеры

Ширина: 150-2000 мм.

Длина: 150-2000 мм.