

Ацетабулярная чашка Link Lubinus

РЗН 2013/1198

ацетабулярная чашка, первичное
эндопротезирование, фиксация цементная, материал
полиэтилен

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ацетабулярная чашка
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	цементная
Материал	полиэтилен

Дополнительные характеристики

Ацетабулярная чашка Link Lubinus из ультра высокомолекулярного полиэтилена UHMWPE подходит для пациентов, которым невозможно установить бесцементный компонент. В комплекте с ножкой эндопротеза Lubinus SPII образуют превосходный вариант анатомического эндопротеза с цементной фиксацией. Чашка Lubinus из кросс-линк полиэтилена позволяет использовать головки диаметром до 36 мм, тем самым увеличивая объём движения в суставе и устойчивость к вывихиванию.

Свойства ацетабулярной чашки Lubinus:

- Изготовлена из ультравысокомолекулярного и кросс-линк полиэтилена.
- Глубокий внутренний профиль «с защёлкой» для предотвращения вывихивани.
- Стандартный и антилюксационный варианты исполнения.
- Интегрированный спейсер для цементной мантии.
- Низкие показатели износа ультра высокомолекулярного полиэтилена.
- Большой размерный ряд: 38-68 мм (16 размеров) .
- Использование головки 36 мм уже на чашке с внешним диаметром от 50 мм.