

Ацетабулярная чашка Link BetaCup

РЗН 2013/1198

ацетабулярная чашка, первичное
эндопротезирование, фиксация бесцементная,
материал титан

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ацетабулярная чашка
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	бесцементная
Материал	титан

Дополнительные характеристики

Ацетабулярная чашка Link BetaCup – бесцементная ацетабулярная чашка с покрытием TiCaP. Специально разработана для молодых, активных пациентов и представляет собой новое поколение бесцементных ацетабулярных чашек пресс-фит. Благодаря специальной конструкции металлического каркаса с его высокоточным внутренним конусом и устойчивости вкладыша, нагрузка распределяется и передаётся равномерно, таким образом, предотвращаются и минимизируются пики давления.

BetaCup позволяет сделать выбор между керамическим и пластиковым (UHMWPE) вкладышем. Керамические вкладыши BIOLOX дельта имеют двойную защиту от переломов по сравнению с обычными керамическими компонентами. Система BetaCup допускает полную замену на керамические бедренные головки BIOLOX forte.

Свойства ацетабулярной чашки BetaCup:

- TiIastan титановый сплав.
- Фиксация пресс-фит.
- TiCaP двойное покрытие для оптимальной остеоинтеграции.
- Круговая кромка защищает вкладыш чашки от удара.
- Керамические X-LINKed UHMWPE и стандартные полиэтиленовые PE-вкладыши.
- Большой выбор размеров 46-68 мм в диаметре (двенадцать размеров).
- Использование головки 36 мм уже на чашке с внешним диаметром от 50 мм, для эффективного трибологического соединения и максимального сохранения костной ткани.