

Ацетабулярная чашка Link T.O.P.

РЗН 2013/1198

ацетабулярная чашка, первичное
эндопротезирование, фиксация бесцементная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ацетабулярная чашка
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	бесцементная

Дополнительные характеристики

Ацетабулярная чашка Link T.O.P. – компонент для сохранения шейки бедра. Вместе с ножкой эндопротеза С.Ф.Р. образуют костносохраняющую, биогармоничную систему для бесцементной установки. Эти имплантаты специально разработанны для молодых и активных пациентов, предъявляющих особенно высокие требования к выживаемости эндопротеза.

Свойства ацетабулярной чашки Т.О.Р.:

- Костноберегающая техника имплантации.
- Медиально-вентральный вырез (защитный феморальный сектор) для улучшенного объема движения и защиты psoas tendon и бедренного нерва.
- Циркулярные насечки по верхнему краю чашки для высокой первичной стабильности.
- Титановый сплав Tilastan с напылением НХ (фосфат кальция).
- Возможность дополнительной фиксации винтами.
- Надёжная фиксация вкладыша в чашке.
- Вкладыш с антилюксационным воротничком для предотвращения вывиха головки.
- Подходит для вкладышей из стандартного высокомолекулярного полиэтилена и кросс-линк полиэтилена.
- Большой размерный ряд: от 40-68 мм по внешнему диаметру (15 типоразмеров).