

Ацетабулярная чашка Link CombiCup

РЗН 2013/1198

ацетабулярная чашка, первичное
эндопротезирование, фиксация бесцементная,
материал титан, фиксация чашки по принципу пресс-
фит

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ацетабулярная чашка
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	бесцементная
Материал	титан
Фиксация чашки	по принципу пресс-фит

Дополнительные характеристики

CombiCup – ацетабулярная чашка бесцементной фиксации. Повышенная первичная стабильность, максимальное сохранение губчатой кости, высокая степень костной интеграции.

Система CombiCup предусматривает два типа фиксации в вертлужной впадине:

- CombiCup PF – пресс-фит
- CombiCup SC – винтовая фиксация



Характеристики ацетабулярной чашки CombiCup:

- Титановый сплав (TiAl₄V) с дополнительным покрытием кальций-фосфат.
- Фиксация по принципу пресс-фит (CombiCup PF) или винтовая фиксация (CombiCup SC).
- Совместима с керамическими вкладышами BIOLOX delta и вкладышами кросс-линк.
- Антилюксационные вкладыши с воротничком.
- Керамический вкладыш 36 мм начиная с диаметра 50 мм.
- Возможность дополнительной фиксации винтами (только CombiCup PF).

Доступен вариант Ревизионной чашки CombiCup R.