

Ацетабулярная чашка Link CombiCup R

РЗН 2013/1198

ацетабулярная чашка, ревизионное
эндопротезирование, фиксация бесцементная,
материал полиэтилен / титан, фиксация чашки
винтовая

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ацетабулярная чашка
Эндопротезирование	ревизионное
Фиксация	бесцементная
Материал	полиэтилен / титан
Фиксация чашки	винтовая

Дополнительные характеристики

Ацетабулярная чашка Link CombiCup R – модульная бесцементная чашка для ревизии вертлужной впадины. Представляет собой систему ревизионных компонентов для реконструкции вертлужной впадины для случаев, когда невозможно произвести полноценную костную пластику по причине дисплазии или дефицита костной ткани пациента.

Свойства чашки Link CombiCup R:

- Дополнительное пористое покрытие частицами титана.
- Стабильная первичная фиксация винтами.
- Анатомически моделируемые фланцы для возможности дополнительной стабилизации винтами.
- Используется с керамическими вкладышами системы CombiCup (BIOLOX delta) и кросс-линк X-PE.
- Возможность использования кросс-линк вкладышей CombiCup с антилюксационным воротничком.
- Нейтральные, угловые и латерализованные аугменты для анатомической реконструкции.
- Размерный ряд: 50-66 мм (5 размеров).