

Чашка Петри Sarstedt 150 20 мм (82.1184.50)

ФСЗ 2009/04699

диаметр 150 мм, высота 20 мм, без секций,
вентилируемая, стерильная, прозрачная, с крышкой

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Диаметр	150 мм
Высота	20 мм
Секции	без секций
Вентиляция	вентилируемая
Бактериологический вид	стерильная
Цвет	прозрачная
С крышкой	Да
Материал	полистирол

Дополнительные характеристики

- Чашки Петри Sarstedt** для бактериологии:
- из прозрачного полистирола, термостойкость до 80°C, удобно штабелировать;
 - оптимальны для применения в автоматизированных системах по заливке чашек;
 - стерилизованные гамма-излучением.