

Чашка Петри Sarstedt 35 10 мм (82.1135.500)

ФСЗ 2009/04699

диаметр 35 мм, высота 10 мм, без секций,
вентилируемая, стерильная, прозрачная, с крышкой

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Диаметр	35 мм
Высота	10 мм
Секции	без секций
Вентиляция	вентилируемая
Бактериологический вид	стерильная
Цвет	прозрачная
С крышкой	Да
Материал	полистирол

Дополнительные характеристики

- Чашки Петри Sarstedt для бактериологии:
- из прозрачного полистирола, термостойкость до 80°C, удобно штабелировать;
 - оптимальны для применения в автоматизированных системах по заливке чашек;
 - вентиляруемые;
 - стерилизованные гамма-излучением.