

Чашка Петри Sarstedt 92 16 мм (82.1473.080)

ФСЗ 2009/04699

диаметр 92 мм, высота 16 мм, без секций,
вентилируемая, нестерильная, зеленая, с крышкой

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Диаметр	92 мм
Высота	16 мм
Секции	без секций
Вентиляция	вентилируемая
Бактериологический вид	нестерильная
Цвет	зеленая
С крышкой	Да
Материал	полистирол

Дополнительные характеристики

- Чашки Петри Sarstedt для бактериологии:
- из цветного (зелёный цвет) полистирола, термостойкость до 80°C, удобно штабелировать;
 - оптимальны для применения в автоматизированных системах по заливке чашек;
 - вентиляруемые.