

Чашка Петри Sarstedt 92 16 мм (82.1195)

ФСЗ 2009/04699

диаметр 92 мм, высота 16 мм, двухсекционная,
вентилируемая, стерильная, прозрачная, с крышкой

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Диаметр	92 мм
Высота	16 мм
Секции	двухсекционная
Вентиляция	вентилируемая
Бактериологический вид	стерильная
Цвет	прозрачная
С крышкой	Да
Материал	полистирол

Дополнительные характеристики

Чашки Петри Sarstedt для бактериологии:

- из прозрачного полистирола, термостойкость до 80°C, удобно штабелировать;
- вентилируемые;
- оптимальны для применения в автоматизированных системах по заливке чашек.