

Чашка Петри Sarstedt 92 16 (82.1472.001)

ФСЗ 2009/04699

диаметр 92 мм, высота 16 мм, без секций,
невентилируемая, стерильная, прозрачная, с крышкой

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Диаметр	92 мм
Высота	16 мм
Секции	без секций
Вентиляция	невентилируемая
Бактериологический вид	стерильная
Цвет	прозрачная
С крышкой	Да
Материал	полистирол

Дополнительные характеристики

- Чашки Петри Sarstedt** для бактериологии:
- из прозрачного полистирола, термостойкость до 80°C, удобно штабелировать;
 - оптимальны для применения в автоматизированных системах по заливке чашек;
 - стерилизованные гамма-излучением.