

Чашка Петри Sarstedt 92 16 мм (82.1472)

ФСЗ 2009/04699

диаметр 92 мм, высота 16 мм, без секций,  
невентилируемая, нестерильная, прозрачная, с  
крышкой, автоклавируемая

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Диаметр                | 92 мм           |
| Высота                 | 16 мм           |
| Секции                 | без секций      |
| Вентиляция             | невентилируемая |
| Бактериологический вид | нестерильная    |
| Цвет                   | прозрачная      |
| С крышкой              | Да              |
| Автоклавируемая        | Да              |
| Материал               | полистирол      |

Дополнительные характеристики

**Чашки Петри Sarstedt** для бактериологии:

- из прозрачного полистирола, термостойкость до 80°C, удобно штабелировать;
- оптимальны для применения в автоматизированных системах по заливке чашек.