

Чашка Петри Sarstedt 92 16 мм (82.1473)

ФСЗ 2009/04699

диаметр 92 мм, высота 16 мм, без секций,  
вентилируемая, нестерильная, прозрачная, с крышкой

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Диаметр                | 92 мм         |
| Высота                 | 16 мм         |
| Секции                 | без секций    |
| Вентиляция             | вентилируемая |
| Бактериологический вид | нестерильная  |
| Цвет                   | прозрачная    |
| С крышкой              | Да            |
| Материал               | полистирол    |

Дополнительные характеристики

- Чашки Петри Sarstedt для бактериологии:
- из прозрачного полистирола, термостойкость до 80°C, удобно штабелировать;
  - оптимальны для применения в автоматизированных системах по заливке чашек;
  - вентиляруемые.