

Чашка Петри Литопласт 90 мм

ФСЗ 2011/11241

диаметр 90 мм, односекционная / двухсекционная,
вентилируемая / невентилируемая, стерильная /
нестерильная, прозрачная, с крышкой, одноразовая

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



Характеристики

Диаметр	90 мм
Секции	односекционная / двухсекционная
Вентиляция	вентилируемая / невентилируемая
Бактериологический вид	стерильная / нестерильная
Цвет	прозрачная
С крышкой	Да
Одноразовая	Да
Материал	полистирол

Дополнительные характеристики

Технические характеристики:

Диаметр: 90 мм

Виды исполнения:

- вентиляруемые односекционные — имеющие на крышках по три вентиляционных опоры, которые предохраняют крышку от плотного прилегания к корпусу;
- невентилируемые односекционные – обеспечивающие плотное прилегание крышки к корпусу.

Бактериологические виды:

- нестерильные
- асептические – производятся согласно международному стандарту в стерильной атмосфере при температуре +250°С. После производства, корпуса чашек и крышки для них собираются в единое изделие в той же стерильной атмосфере, после чего автоматически упаковываются;
- стерильные – это асептические чашки Петри, которые проходят дополнительную стерилизацию.

Материалы изготовления: корпус и крышка - полистирол.

Виды упаковки: индивидуальная (поштучная) в полиэтиленовом пакете / групповая фасовка в полиэтиленовом пакете (тубе).

Габариты картонной коробки: 580×405×330 мм