

Ацетабулярная чашка Link IP Cup

РЗН 2013/1198

ацетабулярная чашка, первичное
эндопротезирование, фиксация цементная, материал
полиэтилен

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ацетабулярная чашка
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	цементная
Материал	полиэтилен

Дополнительные характеристики

Ацетабулярная чашка Link IP Cup – цементная ацетабулярная чашка для ножки эндопротеза Lubinus SPII. Альтернатива чашки Lubinus. Изготовлена из UHMWPE (из ультра высокомолекулярного полиэтилена). Чашки IP Cup разработаны для пациентов которым противопоказаны системы бесцементной фиксации и для пациентов, нуждающихся в немедленной мобилизации после операции. Глубокий внутренний профиль для предотвращения вывиха. Различные конструкции с и без «защелки» позволяют использовать данные чашки у пациентов с высоким риском вывиха.

Свойства ацетабулярной чашки IP Cup:

- X-LINKed кросс-линк и стандартный высокомолекулярный полиэтилен UHMWPE.
- Интегрированный спейсер для цементной мантии.
- Низкие показатели износа ультра высокомолекулярного полиэтилена.
- Широкий размерный ряд: Ø 42-68 мм (16 размеров).
- Использование головки 36 мм уже на чашке с внешним диаметром от 50 мм.