

Ацетабулярная чашка Link FAL

РЗН 2013/1198

ацетабулярная чашка, первичное
эндопротезирование, фиксация цементная, материал
полиэтилен

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ацетабулярная чашка
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	цементная
Материал	полиэтилен

Дополнительные характеристики

Ацетабулярная чашка Link FAL – плоская чашка цементной фиксации. Чашки FAL изготовлены из UHMW сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Специально разработаны для пациентов, которым противопоказаны системы бесцементной фиксации и для пациентов, нуждающихся в немедленной мобилизации после операции.

Ацетабулярные чашки FAL, изготовленные из X-LINKed (кросс-линк) полиэтилена совместимы с головками эндопротеза диаметром до 36 мм. В результате диапазон движения увеличивается.

Свойства ацетабулярных чашек FAL:

- X-LINKed (кросс-линк) полиэтилен, ультра высокомолекулярный полиэтилен UHMWPE.
- Высокая степень сжатия цемента за счет круговых фланец.
- Интегрированный спейсер для цементной мантии.
- Подходит для ацетабулы с небольшой глубиной.
- Низкие показатели износа UHMWPE ультравысокомолекулярного полиэтилена.
- Большой выбор размеров 48-68 мм в диаметре.
- Использование головки 36 мм уже на чашке с внешним диаметром от 54 мм.

Чашка FAL – противовывиховая. Также доступна стандартная чашка FC.