

Ацетабулярная чашка Link McMinn реконструкционная

РЗН 2013/1198

ацетабулярная чашка, первичное
эндопротезирование, фиксация бесцементная,
материал титан, реконструкционная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ацетабулярная чашка
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	бесцементная
Материал	титан
Реконструкционная	Да

Дополнительные характеристики

Реконструкционная ацетабулярная чашка Link McMinn состоит из металлического каркаса с конической ножкой для фиксации в подвздошной кости и сменных полиэтиленовых вкладышей. Металлический каркас изготовлен из титанового сплава Tilastan. Поставляются с микропористым покрытием или покрытием гидроксиапатита.

Свойства реконструкционная чашка McMinn:

- Длина ножки: 25, 35, 45, 65 и 85 мм.
- Диаметр корпуса: 45, 50 и 55 мм.
- РЕ-вкладыш для 22, 26, 28 и 32 мм диаметров головки.
- Керамические вкладыши для 28-мм керамических головок, для 50 и 55 мм корпуса.
- Опционально крючки для фиксации обтюлятора.