

Ацетабулярная чашка Алтимед цементная

РЗН 2016/5029

ацетабулярная чашка, первичное
эндопротезирование, фиксация цементная, материал
полиэтилен

АЛТИМЕД ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	ацетабулярная чашка
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	цементная
Материал	полиэтилен

Дополнительные характеристики

Ацетабулярная чашка Алтимед цементной фиксации предназначена для восстановления функции и формы естественного сустава и для реабилитации больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы. Чашка цементной фиксации имеет форму полушария, с продольными и поперечными канавками для заполнения цементом, которые после имплантации обеспечивают стабильность чашки, предотвращая как проворачивание, так и проседание вглубь вертлужной впадины. В верхней и нижней канавке устанавливаются металлические кольца, которые позволяют контролировать послеоперационное положение чашки с помощью рентгеновских лучей.