

Чемодан для набора медицинского Дилмед-2000 КМ-2

TU BY 190245656.002-2006

чемодан для набора, медицинская помощь, размеры
460×320×220 мм

Дилмед-2000 ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	чемодан для набора
Назначение	медицинская помощь
Размеры	460×320×220 мм

Дополнительные характеристики

Сумка открывается на два отделения, имеются вкладыши для мед. инструментария, которые могут модулироваться. Сумка имеет две гибких ручки и съёмный плечевой ремень. Закрывается на молнию. На внешней стороне сумки имеется большой боковой карман с логотипом (на логотипе может содержаться информация, предварительно согласованная с Заказчиком). Имеется светоотражающая полоса. Сумка изготовлена из прочной полусинтетической водонепроницаемой ткани, устойчивой к воздействию дезинфектантов.