

Датчик УЗИ чреспищеводный GE 9T-RS детский

РЗН 2017/6506

видеоэндоскопический внутриполостной /
чреспищеводный , области применения кардиология /
педиатрия, рабочая частота 4-10 МГц, угол
сканирования 90°, глубина сканирования 140 мм

GE Medical Systems, Китай



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - VENUE 50 / GE - VIVID iq / GE - VIVID S60 / GE - VIVID S70
Тип	видеоэндоскопический внутриполостной / чреспищеводный
Сканирование	внутриполостное
Области применения	кардиология / педиатрия
Рабочая частота	4-10 МГц
Угол сканирования	90°
Глубина сканирования	140 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 7.5 ×10.7 мм.