

Лазерный аппарат CYNOSURE APOGEE+

ФСЗ 2009/04154

лазер, александритовый, длина волны 755 нм, частота
0 - 3 Гц, длительность импульсов от 0.5 до 300 мс

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	александритовый
Применение	эпиляция / улучшение тонуса и текстуры кожи / удаление пигментных пятен
Длина волны	755 нм
Частота	0 - 3 Гц
Длительность импульсов	от 0.5 до 300 мс
Размеры пятен	3 - 24 мм
Насадки	Да
Размер	1040×380×640 мм
Вес	82 кг

Описание

Александритовый лазер Cynosure Apogee+ - аппарат для лазерной эпиляции.

Cynosure Apogee+ предназначен для быстрого и эффективного удаления:

- нежелательных волос на любых участках тела;
- пигментных образований, таких, как возрастная пигментация, солнечное лентиги и веснушки.

Особенности лазера:

- продуманная система управления обеспечивает «безотказную» работу аппарата в условиях непрерывного потока пациентов в течение 10-12 часов;
- уникальная конструкция лазерного генератора, обеспечивающего ресурс александритового кристалла не менее 10 млн. импульсов;
- система ультракороткого импульса (от 0.5 мсек) позволяет удалять даже волосы, практически лишенные меланина (светлые, пушковые);

- система Арогее+ легко модернизируется до рабочей станции Elite + Aesthetic с Nd: YAG лазером с длиной волны 1064 нм.