

УЗИ аппарат Canon (Toshiba) Aplio 500

ФСЗ 2012/11664

стационарный, класс экспертный, универсальный,
портов для датчиков 4 шт., монитор 19", частота 1-18
МГц, ОС iStyle+ / Quick Scan, жесткий диск 160 Гб

Canon Medical Systems, Япония



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	19"
Частота	1-18 МГц
Операционная система	iStyle+ / Quick Scan
Жесткий диск	160 Гб
Размеры	1700×900×500 мм
Вес	140 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- улучшенный динамический поток Advanced;
- монохромный режим (mSMI);
- цветной режим (cSMI);
- Dynamic Flow™ (ADF);
- технология SMI;
- режим «Luminance»;
- мультипланарная реконструкция (MPR);
- функция MultiView;
- режим «Fly Thru»;
- ультразвуковые исследования с контрастным усилением (CEUS);
- количественная оценка перфузии;
- компрессионная эластография в режиме реального времени;
- режим «Smart Maps»;
- режим «propagation»;
- режим 4D реконструкции;
- дифференциальная тканевая гармоника;
- доплеровская визуализация тканей;
- M-режим (анатомический);
- непрерывный доплер;
- параллельная обработка изображений (в ускоренном режиме);
- импульсная тканевая гармоника;
- направленный энергетический доплер;
- регистрация высоких скоростей кровотока;
- автоматическое измерение толщины стенки интимедия;
- оптимизация изображения тканей;
- технология усиления тканевой гармоники;
- режим мультимастотного сканирования;
- режим трапеции;
- модуль усиления контрастной гармоники;
- измерение плотности тканевых структур;
- режим панорамного сканирования.

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

PVT-375BT - конвексный датчик для абдоминальных исследований, центральная частота 3.5 МГц, контактная зона: 16 мм × 72 мм.

PLT-704SBT, 38 mm - линейный датчик для исследования периферических сосудов, центральная частота 7.5 МГц, контактная зона: 13 мм × 46 мм.

PST-25BT - секторный фазированный датчик широкоплоский для кардиологических исследований, центральная частота 2.5 МГц.

PST-30BT - секторный фазированный датчик широкоплоский для кардиологических исследований, центральная частота 3.0 МГц.

PLT-1005BT - линейный датчик для периферических сосудов 8.0 MHz.

PVT-781VTE - конвексный эндоректальный датчик 6.0 MHz.

Описание

Canon Aplio 500 - ультразвуковой сканер класса премиум.