

Манекен-тренажер Laerdal Crash Kelly для транспортировки и иммобилизации

манекен, для сердечно-лёгочной реанимации / для транспортировки и иммобилизации, вес 26 кг

Laerdal, Норвегия



Характеристики

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Тип          | манекен                                                                |
| Назначение   | для сердечно-лёгочной реанимации / для транспортировки и иммобилизации |
| Режим работы | учебный                                                                |
| Вес          | 26 кг                                                                  |

Дополнительные характеристики

Реалистичность размера торса и конечностей, строения тела и внешнее сходство с человеком. Прочный материал, из которого сделан манекен. Подвижность в основных суставах конечностей. Пульс на сонных артерий вызывается вручную. Возможность улучшения манекена модулями травматических повреждений. Наличие руководства по эксплуатации на русском языке. Более подробно в разделе Документация.