

Стеллажи для хирургического отделения и ЦСО Артинокс АТ-S07-S015

ФСЗ 2010/06374

универсальный, металл, сборная конструкция,
напольный, 600-1200×300-500×1700 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Полки	Да
Ножки	Да
Размер	600-1200×300-500×1700 мм

Дополнительные характеристики

Технические характеристики Стеллажей Артинокс АТ-S07-S015:

Артикул	Габариты	Примечание
AT-S07	600×300×1700	верх - 12 ячеек, низ -1 полка
AT-S08	800×300×1700	верх - 12 ячеек, низ -1 полка
AT-S09	1200×300×1700	верх - 12 ячеек, низ -1 полка
AT-S010	600×300×1700	верх - 12 ячеек, низ -1 полка, двери
AT-S011	800×300×1700	верх - 12 ячеек, низ -1 полка, двери
AT-S012	1200×300×1700	верх - 12 ячеек, низ -1 полка, двери
AT-S013	1200×500×1700	стеллаж закрытый с 3-х сторон
AT-S014	1500×500×1700	стеллаж закрытый с 3-х сторон
AT-S015	1960×500×1700	стеллаж закрытый с 3-х сторон