

Стерилизатор воздушный КРЭТ ГП-160 ПЗ

ФСР 2008/02402

воздушный, объем камеры 160 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 4 шт., режим свободного программирования, сушка, 81.8×81×88.1 см, мощность 2.7 кВт, вес 85 кг

Государственный Рязанский приборный завод ОАО,
Россия



Характеристики

Тип	воздушный
Объем камеры	160 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	4
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Размеры	81.8×81×88.1 см
Мощность	2.7 кВт
Вес	85 кг

Описание

ПЗ Воздушный стерилизатор КРЭТ ГП-160 ПЗ – модель с принудительным воздушным охлаждением стерилизационной камеры в напольном исполнении. Поставляется в комплекте с подставкой для напольной установки. Улучшенное охлаждение обеспечивается за счет принудительной циркуляции воздуха и работает только при установленном бактерицидном фильтре (опция). Без фильтра охлаждение будет осуществляться естественным способом.

- Камера:** 160 л (615×500×590 мм).
- Полки:** 2 шт. (макс. – 4 шт.). Размер полок – 475×370 мм.
- Задаваемая температура:** 50-200°C.
- Скорость нагрева:** не более 55 мин до 180°C.

- Автоматические программы:**
- Стерилизация – 160°C / 150 мин

- Стерилизация – 180°C / 60 мин
- Дезинфекция – 120°C / 45 мин
- Сушка – 85°C в течение любого отрезка времени

Преимущества

- эффективное принудительное охлаждение (при установленной опции бактерицидного фильтра);
- работа в режиме естественного охлаждения (при отсутствии опции бактерицидного фильтра);
- прост в подключении и эксплуатации;
- автоматическая регулировка и поддержание температуры;
- режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее;
- энергонезависимая память для сохранения параметров до 10 программ, которые вызываются для работы;
- равномерное распределение температуры по объему камеры;
- устройство защиты при перегреве;
- малое энергопотребление;
- камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали;
- задача времени отложенного старта запуска выбранной программы;
- платиновый датчик температуры.

Электропитание: 220 В, 50 Гц, 2.7 кВт.

Габаритные размеры: 81.8×81×88.1 см.

Масса: 85 кг.