

Датчики пульсоксиметрические Nellcor SpO2 MAX-FAST для одного пациента налобные

ФСЗ 2012/11628

датчик, манжета, взрослый / педиатрический, подключение к прибору прямое, многоразовый

Covidien LLC, США



Характеристики

Тип	датчик
Типы датчиков	манжета
Возрастная категория	взрослый / педиатрический
Подключение к прибору	прямое
Многоразовый	Да

Дополнительные характеристики

Кислородный датчик Nellcor MAX-FAST предназначен для индивидуального использования при непрерывном неинвазивном мониторинге уровня насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса у взрослых и детей весом более 10 кг. Датчик предпочтительно устанавливать на лоб выше уровня роста волос бровей.