

Датчики пульсоксиметрические Nellcor SpO2 MAX-I для одного пациента клейкие

ФСЗ 2012/11628

датчик, клеящийся, педиатрический, подключение к прибору прямое, одноразовый

Covidien LLC, США



Характеристики

Тип	датчик
Типы датчиков	клеящийся
Возрастная категория	педиатрический
Подключение к прибору	прямое
Одноразовый	Да

Дополнительные характеристики

Детский пульсоксиметрический датчик Nellcor MAX-I-I предназначен для индивидуального использования при непрерывном неинвазивном мониторинге уровня насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса у пациента весом от 3 до 20 кг.