

Датчики пульсоксиметрические Nellcor SpO2 SC-NEO для одного пациента неклейкие

ФСЗ 2012/11628

датчик, манжета, неонатальный, подключение к прибору прямое, стерильный, одноразовый

Covidien LLC, США



Характеристики

Тип	датчик
Типы датчиков	манжета
Возрастная категория	неонатальный
Подключение к прибору	прямое
Стерильный	Да
Одноразовый	Да

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметрические датчики Nellcor серии SC-NEO предназначены для индивидуального использования при непрерывном неинвазивном мониторинге уровня насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса у пациентов с нежной и чувствительной кожей. Датчики идеально подходят для мониторинга новорожденных пациентов весом от 1,5 до 5 кг. Повязка датчика изготовлена из мягкого, податливого, вспененного материала низкого профиля, что дает ему возможность держать датчик на месте, без клея. Датчики предназначены для одного пациента и упакованы стерильно.