

Датчики пульсоксиметрические Nellcor SpO2 SC-PR для одного пациента неклейкие

ФСЗ 2012/11628

датчик, манжета, неонатальный, подключение к прибору прямое, стерильный, одноразовый

Covidien LLC, США



Характеристики

Тип	датчик
Типы датчиков	манжета
Возрастная категория	неонатальный
Подключение к прибору	прямое
Стерильный	Да
Одноразовый	Да

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметрические датчики Nellcor серии SC-PR предназначены для индивидуального использования при непрерывном неинвазивном мониторинге уровня насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса у пациентов с нежной и чувствительной кожей. Датчики идеально подходят для мониторинга недоношенных детей весом менее 1,5 кг. Повязка датчика изготовлена из мягкого, податливого, вспененного материала низкого профиля, что дает ему возможность держать датчик на месте, без клея. Датчики предназначены для одного пациента и упакованы стерильно.