

Дефибриллятор imPulse PRO АНД-П01

ФСР 2012/13848

дефибриллятор-монитор, ручной /
полуавтоматический, дефибрилляция асинхронная /
синхронная, импульс бифазный, 2.3 кг

ЗИТЦ-МТ ОАО, Россия



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / полуавтоматический
Дефибрилляция	асинхронная / синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 3 кг
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Дисплей	цветной
Размеры	240×225×84 мм
Вес прибора	2.3 кг

Описание

Дефибриллятор автоматический наружный imPulse PRO АНД-П01

Предназначен для дефибрилляции пациентов с внезапной остановкой сердца вследствие развития фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии без пульса.

Вес 2.3 кг.