

Дефибриллятор ImPulse АНД-П04

ФСР 2012/13848

дефибриллятор-монитор, полуавтоматический,
импульс бифазный, 2.3 кг

ЗИТЦ-МТ ОАО, Россия



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	полуавтоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 3 кг
Голосовые подсказки	Да
Размеры	240×225×84 мм
Вес прибора	2.3 кг

Описание

Дефибриллятор автоматический наружный imPulse АНД-П04

Предназначен для дефибрилляции пациентов с внезапной остановкой сердца вследствие развития фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии без пульса.
Вес 2.3 кг.