

Дефибриллятор автоматический наружный АКСИОН ДА-Н-01

РЗН 2017/5391

автоматизированный наружный (AED),
автоматический, импульс бифазный, 3 кг

Концерн Аксион ОАО, Россия



Характеристики

Тип дефибриллятора	автоматизированный наружный (AED)
Режим управления	автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 3 кг
ЭКГ	Да
Время набора энергии до 360 Дж	20 сек
Размеры	295×227×87 мм
Вес прибора	3 кг

Описание

Дефибриллятор ДА-Н-01 – автоматический наружный дефибриллятор, предназначенный для проведения реанимационных мероприятий при внезапной остановке сердца у детей и взрослых. Работает только в автоматическом режиме с мониторингом ЭКГ от электродов дефибрилляции.

Предназначен для: парамедиков, сотрудников МЧС и иных служб спасения

Преимущества дефибрилляторов серии ДА-Н:

- Подходит для реанимации взрослых и детей от 1 года
- Простое использование, голосовые и визуальные подсказки, автоматический режим работы
- Быстрая подготовка к использованию – 17 секунд до завершения набора энергии
- Безопасность использования для пациента и оказывающего помощь
- Долгий срок службы – до 5 лет в режиме ожидания
- Постоянная готовность к работе – ежедневное самотестирование

Комплект поставки дефибриллятора ДА-Н-01:

- Блок автоматического дефибриллятора ДА-Н-01

- Неперезаряжаемая батарея
- Многофункциональные электроды (взрослые)
- Многофункциональные электроды (детские)
- Сумка для переноски
- Руководство по эксплуатации

Сравнение дефибрилляторов серии ДА-Н

	ДА-Н-01	ДА-Н-02	ДА-Н-05
Питание	Li-MnO ₂ батарея 4200 мАч (неперезаряжаемая)	Li-Ion батарея 4400 мАч (перезаряжаемая)	Li-MnO ₂ батарея 4200 мАч (неперезаряжаемая)
ЭКГ по отдельному входу	Нет	Да	Нет
Настройка уровня энергии	Да дети: 10-100 Дж взрослые: 100-360 Дж	Да дети: 10-100 Дж взрослые: 100-360 Дж	Нет дети: 50 Дж взрослые: 200 Дж
TFT-дисплей	Да	Да	Нет
Ручной режим	Нет	Да (1-360 Дж)	Нет