

Дефибриллятор автоматический наружный АКСИОН ДА-Н-02

РЗН 2017/5391

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
импульс бифазный, 3 кг

Концерн Аксион ОАО, Россия



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 3 кг
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Время набора энергии до 360 Дж	9 сек
Время набора энергии до 200 Дж	6 сек
Дисплей	7" цветной
Размеры	295×227×87 мм
Вес прибора	3 кг

Описание

Дефибриллятор ДА-Н-02 – автоматический наружный дефибриллятор для профессионального применения. Работает в автоматическом и ручном режимах с возможностью синхронизированной кардиоверсии, мониторинга ЭКГ от электродов дефибрилляции и отдельного кабеля ЭКГ.

Предназначен для профессионального использования в условиях скорой медицинской помощи и ФАПов

Режимы работы:

- автоматический режим дефибрилляции
- ручной режим дефибрилляции
- кардиоверсия

- мониторинг ЭКГ от электродов дефибрилляции или по отдельному входу на догоспитальном этапе при проведении медицинской эвакуации

Возможность настройки уровня энергии:

- от 10 до 100 Дж для реанимации детей
- от 100 до 360 Дж для реанимации взрослых



Комплект поставки дефибриллятора ДА-Н-02:

- Блок автоматического дефибриллятора ДА-Н-02
- Аккумуляторная перезаряжаемая батарея
- Зарядное устройство
- Многофункциональные электроды (взрослые)
- Многофункциональные электроды (детские)
- Кабель и одноразовые электроды ЭКГ
- Кабель питания
- Сетевой кабель
- Сумка для переноски
- Руководство по эксплуатации

Сравнение дефибрилляторов серии ДА-Н

	ДА-Н-01	ДА-Н-02	ДА-Н-05
Питание	Li-MnO ₂ батарея 4200 мАч (неперезаряжаемая)	Li-Ion батарея 4400 мАч (перезаряжаемая)	Li-MnO ₂ батарея 4200 мАч (неперезаряжаемая)
ЭКГ по отдельному входу	Нет	Да	Нет
Настройка уровня энергии	Да дети: 10-100 Дж взрослые: 100-360 Дж	Да дети: 10-100 Дж взрослые: 100-360 Дж	Нет дети: 50 Дж взрослые: 200 Дж
TFT-дисплей	Да	Да	Нет
Ручной режим	Нет	Да (1-360 Дж)	Нет