

Дефибриллятор Cardiac Science Powerheart AED G5 Semi-Automatic

РЭН 2019/8086

автоматизированный наружный (AED),
полуавтоматический, дефибрилляция синхронная,
импульс бифазный, 2.6 кг

Cardiac Science Corporation, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	автоматизированный наружный (AED)
Режим управления	полуавтоматический
Дефибрилляция	синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 3 кг
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Размеры	90×230×300 мм
Вес прибора	2.6 кг

Описание

Дефибриллятор внешний полуавтоматический Powerheart AED G5 Semi-Automatic

- уникальная технология Rescue Ready ежедневного, еженедельного и ежемесячного самотестирования;
- оценка глубины компрессии грудной клетки в реальном времени, благодаря устройству контроля СЛР;
- индивидуальный подбор мощности разряда по импедансу;
- удобная система голосовых подсказок для спасателя;
- наличие двух языков с возможностью их мгновенной смены нажатием одной кнопки;
- высокий уровень защиты от пыли/влаги (IP55);
- гарантийный период: дефибриллятор - 8 лет, батарея - 4 год;
- вес 2.6 кг.