

Дефибриллятор Bexen Cardio Reanibex Serie - 700

ФСЗ 2012/12169

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
импульс бифазный, встроенный термопринтер, 5.2 кг

Osatu, S.Coop., Испания



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 6 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
Сигналы тревоги	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Время набора энергии до 200 Дж	5 сек
Дисплей	цветной
Размеры	310×249×195 мм
Вес прибора	5.2 кг

Описание

Портативный дефибриллятор-монитор Reanibex 700 – это компактный, легкий и удобный при транспортировке дефибриллятор-монитор, который выполняет мониторинг ЭКГ и электрокардиостимуляцию. Данный аппарат создан специально для отделений реанимации и скорой помощи.

Особенности:

- карта памяти «Compact Flash»;

- всего две кнопки в режиме AED;
- сигнал VT/VF;
- визуальные и звуковые сообщения;
- переключатель режима: ручной или AED;
- вес 5.2 кг.