

Дефибриллятор Physio-Control LifePak 1000

РЗН 2013/385

дефибриллятор-монитор, ручной /
полуавтоматический, импульс бифазный, 3.2 кг

Physio-Control Inc, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / полуавтоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 4 кг
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Время набора энергии до 360 Дж	12 сек
Время набора энергии до 200 Дж	7 сек
Размеры	277×234×87 мм
Вес прибора	3.2 кг

Описание

Бифазный дефибриллятор LIFEPAK 1000 - простой, надежный и мощный инструмент базового реанимационного комплекса, применимый в условиях скорой помощи.

Обладает высокой степенью ударопрочности, и имеет высокую степень защиты от воды и пыли - IP55. Может работать как в полуавтоматическом, так и в режиме ручного управления, предоставляя специалисту возможность самостоятельно выбрать нужный режим работы. Технология srgMAX™ обеспечивает гибкий подход, соответствуя нуждам пациентов и требованиям протоколов СЛР. Полностью русифицирован, включая экранное меню, а также текстовые и звуковые рекомендации. На ЖК-экране с подсветкой отображается информация о количестве произведенных разрядов, время прошедшее с момента включения прибора, текстовые строки, а также информация о сердечном ритме и ЭКГ. При необходимости контроля ЭКГ пациента к дефибриллятору может быть подключен 3-х канальный кабель, который позволяет осуществлять мониторинг II отведения. Для проведения дефибрилляции у детей предусмотрена возможность подключения специальных детских электродов. Вес 3.2 кг.