

Дефибриллятор Physio-Control LifePak 12 Monitor

РЗН 2013/575

дефибриллятор-монитор, ручной /
полуавтоматический, импульс бифазный, встроенный
термопринтер, 6 кг

Physio-Control Inc, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / полуавтоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 6 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
Сигналы тревоги	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Размеры	320×390×220 мм
Вес прибора	6 кг

Описание

Дефибриллятор - монитор LIFEPAK 12

Прибор работает от сети или от батарей. Время работы при питании от батарей достигает 220 мин в режиме наблюдения и 160 мин в режиме дефибрилляции. Голосовые комментарии можно включать или отключать; они будут срабатывать на тревоги в соответствии с пользовательскими настройками. Дефибриллятор адаптирован к использованию для взрослых и детей, в том числе на открытом сердце.

Особенности:

- монофазный разряд: вручную - 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300 и 360 Дж либо задается соотношение 200/200/360 Дж или 200/300/360 Дж по выбору пользователя;

- бифазный разряд: вручную - 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 15,20,30, 50, 70,100,125,150,175, 200, 225,250,275, 300,325 и 360 Дж, либо задать соотношение в диапазоне от 100 до 200, от 100 до 300 или от 100 до 360;
- кардиостимуляция;
- одноразовые/утюжковые электроды;
- вес 6 кг.