

Дефибриллятор Physio-Control LifePak 15

РЗН 2013/575

дефибриллятор-монитор, автоматический, импульс
бифазный, 6.5 кг

Physio-Control Inc, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Голосовые подсказки	Да
Управление данными	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Дисплей	цветной
Вес прибора	6.5 кг

Описание

Монитор-дефибриллятор LIFEPAK 15 обладает современными терапевтическими возможностями, создан для обеспечения необходимого уровня эффективности и достаточно прочный, чтобы продолжать выполнять свои функции в любых условиях.

Описание:

- монитор-дефибриллятор с интегрированным мониторингом окиси углерода и метгемоглобина;
- функция тренда ST-сегмента и система передачи ЭКГ в 12 отведений посредством системы управления данными о пациенте LIFENET STEMI делает монитор 15 серии жизненно важной частью снижения времени от начала экстренной медицинской помощи до ангиопластики (времени E2B);
- реанимационный метроном является проверенной технологией, которая активно помогает пользователю выбрать нужный ритм компрессий, без необходимости использования дополнительных внешних устройств;
- новая технология литий-ионных батарей позволяет устройству работать в течение 6 часов, при этом эффективный срок службы батарей составляет около двух лет;

- эргономичная амортизирующая ручка смягчает удары и удобно обхватывается двумя руками;
- одним касанием переключите полноцветный режим LCD в высококонтрастный режим SunVue для лучшего просмотра изображения при солнечном освещении.