

Дефибриллятор Physio-Control LifePak 20 Monitor

РЗН 2013/575

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
дефибрилляция синхронная, импульс бифазный,
встроенный термопринтер, 6.5 кг

Physio-Control Inc, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Дефибрилляция	синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 7 кг
Встроенный термопринтер	Да
Сигналы тревоги	Да
SPO2	Да
Вес прибора	6.5 кг

Описание

Бифазный дефибриллятор-монитор LifePak 20 - идеально подходящий для использования в условиях стационара.

Компактный и легкий (около 6.5 кг вместе с батареей и электродами), прибор легко перемещается и позволяет быстро оказать помощь там, где это необходимо. Полностью русифицирован, включая кнопки и меню экрана, что значительно облегчает использование аппарата.

Оснащен бифазной технологией ADAPTIV, которая автоматически регулирует характеристики импульса дефибрилляции в зависимости от нужд конкретного пациента. Большой диапазон энергий разряда от 2 до 360 Дж позволяет применять дефибриллятор как для лечения взрослых пациентов, так и детей.

Питание прибора обеспечивается никель-металлгидридной батареей или подключением к сети 220 В. При работе в автономном режиме батарея обеспечивает до 90 бифазных разрядов по 360 Дж или 120 минут непрерывного мониторинга ЭКГ.

Вес 6.5 кг.