

Дефибриллятор Physio-Control LifePak CR Plus

РЗН 2013/575

автоматизированный наружный (AED),
автоматический / полуавтоматический, импульс
бифазный, 6.5 кг

Physio-Control Inc, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	автоматизированный наружный (AED)
Режим управления	автоматический / полуавтоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые
Категория по весу	до 7 кг
Голосовые подсказки	Да
Вес прибора	6.5 кг

Описание

Бифазный дефибриллятор LifePak CR Plus - переносной автоматический дефибриллятор, предназначен для пользователей, не обладающих специальными навыками проведения дефибрилляции и сердечно-легочной реанимации. Может работать как в полностью автоматическом режиме (АНД) - после обнаружения ритма, требующего проведения дефибрилляции, самостоятельно производит разряд, так и в полуавтоматическом режиме.

LIFEPAK CR Plus полностью русифицирован, включая звуковые подсказки и инструкцию по эксплуатации.

Прибор легкий и компактен, имеет простое пошаговое управление. Использование технологии беспроводной передачи данных устраняет необходимость использования карт памяти.

Последняя версия технологии ADAPTIV с бифазной формой импульса автоматически регулирует уровень энергии разряда в зависимости от потребностей пациента. Несколько уровней энергии от 150 до 360 Дж. Вес 6.5 кг.