

Дефибриллятор Mindray BeneHeart D3

ФСЗ 2009/05376

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
импульс бифазный, встроенный термопринтер, 4.7 кг

Mindray Bio-Medical Electronics, КНДР



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 5 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Время набора энергии до 200 Дж	5 сек
Дисплей	7" цветной
Размеры	288×275×203 мм
Вес прибора	4.7 кг

Описание

Дефибриллятор-монитор BeneHeart D3

- компактная конструкция «четыре в одном» объединяет функции мониторинга, ручной дефибрилляции, автоматической наружной дефибрилляции и кардиостимуляции;
- большой и яркий дисплей обеспечивает отображение 3 кривых и позволяет просматривать кривые ЭКГ и SpO2;
- дефибрилляция, синхронизированная кардиоверсия и автоматическая наружная дефибрилляция используют бифазную технологию;
- возможность подачи разряда энергией до 360 обеспечивает максимальную вероятность успешной дефибрилляции;

- мощная аккумуляторная батарея поддерживает длительный непрерывный мониторинг и подачу разрядов во время транспортировки пациента без использования внешних источников питания;
- компактный и легкий прибор отлично подходит для применения в медицинских учреждениях;
- вес 4.7 кг.