

Дефибриллятор Mindray BeneHeart D6

ФСЗ 2009/05376

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
импульс бифазный, встроенный термопринтер, 8.4 кг

Mindray Bio-Medical Electronics, КНДР



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 9 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Время набора энергии до 360 Дж	8 сек
Время набора энергии до 200 Дж	5 сек
Дисплей	8.4"
Размеры	295×218×279 мм
Вес прибора	8.4 кг

Описание

Дефибриллятор-монитор BeneHeart D6

- конструкция «4 в 1» обеспечивает функции мониторинга, ручной дефибрилляции, автоматической двухфазной наружной дефибрилляции и синхронизированной кардиостимуляции;
- возможность подачи разряда энергией до 360 Дж обеспечивает максимальную вероятность успеха дефибрилляции;

- прибор оснащён всеми необходимыми функциями мониторинга основных показателей жизнедеятельности, что делает его особенно удобным для использования в экстренных ситуациях, так как отдельного монитора пациента не требуется;
- высокая мощность, работа от аккумуляторов с поддержкой длительного непрерывного мониторинга и подачи разрядов во время транспортировки пациента без использования внешних источников питания;
- компактная конструкция обеспечивает удобство переноски и эксплуатации прибора;
- большой и яркий дисплей обеспечивает отображение 4 кривых и позволяет легко просматривать ЭКГ и данные об основных параметрах жизнедеятельности;
- большие возможности хранения данных без риска потери информации.;
- вес 8.4 кг.