

Дефибриллятор Dixon HD-1

ФСЗ 2011/08889

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
дефибрилляция синхронная, импульс бифазный,
встроенный термопринтер, 4.7 кг

DIXION, Южная Корея



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Дефибрилляция	синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 5 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
Сигналы тревоги	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Время набора энергии до 200 Дж	7 сек
Вес прибора	4.7 кг

Описание

Бифазный автоматический портативный дефибриллятор-монитор HD-1.

Возможности:

- пульсоксиметрия;
- неинвазивное давление;
- наружная кардиостимуляция;
- различные источники питания (аккумуляторы, батареи, бортовая сеть).

Опционально:

- одноразовые электроды для дефибрилляции;
- ЭКГ-кабель, 5/10 отведений;
- модуль пульсоксиметрии;
- модуль наружной кардиостимуляции;
- модуль неинвазивного АД;
- перезаряжаемая батарея (Li-ion);
- сумка для переноски;
- вес 4.7 кг.