

Дефибриллятор АКСИОН ДКИ-Н-10

ФСР 2008/02349

дефибриллятор-монитор, ручной, импульс бифазный, встроенный термопринтер, 6 кг

Концерн Аксион ОАО, Россия



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 6 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Время набора энергии до 360 Дж	10 сек
Время набора энергии до 200 Дж	6 сек
Дисплей	5.7"
Размеры	380×175×270 мм
Вес прибора	6 кг

Описание

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «АКСИОН» - предназначен для лечебного воздействия на сердце человека одиночным биполярным электрическим импульсом посредством пары электродов трансторакально. Аппарат может использоваться в медицинских стационарах, кардиологических диспансерах, для оснащения бригад скорой и неотложной помощи.

Характеристики:

- импульс дефибрилляции - бифазный, трапецеидальной формы несимметричный с соотношением отрицательной и положительной полуволн по току (0.5±0.1);
- блокировка выдачи энергии при сопротивлении тела пациента менее 12 Ом и более 200 Ом;

- автоматическое ограничение тока дефибрилляции на уровне $(30+10)$ А при сопротивлении тела пациента менее 25 Ом;
- автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от сопротивления грудной клетки пациента в диапазоне от 25 до 200 Ом;
- речевое и визуальное сопровождение действий оператора и процесса работы прибора;
- встроенный термопринтер;
- зарядное устройство для двух аккумуляторных батарей;
- вес 6 кг.