

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10М АКЦИОН-БЕЛ

ФСР 2008/02349

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический /
полуавтоматический, дефибрилляция асинхронная /
синхронная, импульс бифазный, встроенный
термопринтер, 6 кг

Магистр НИЦ ООО, Беларусь



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический / полуавтоматический
Дефибрилляция	асинхронная / синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 6 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
Сигналы тревоги	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
ЭКС	Да
SPO2	Да
Время набора энергии до 360 Дж	10 сек
Время набора энергии до 200 Дж	6 сек
Дисплей	ЖК-дисплей, 152x91 мм
Размеры	345×230×345 мм
Вес прибора	6 кг

Описание

Дефибриллятор ДКИ-Н-10М «АКСИОН-БЕЛ» предназначен для лечебного воздействия на сердце человека одиночным биполярным электрическим импульсом посредством пары многоразовых или одноразовых гибких электродов трансторакально. Позволяет проводить наружную, чреспищеводную и эндокардиальную электрокардиостимуляцию.

Аппарат относится к переносным приборам, предназначенным для работы в медицинских стационарах, кардиологических диспансерах, для оснащения бригад скорой и неотложной помощи.

Аппарат состоит из блока дефибрилляции с электродами для внешней дефибрилляции детей и взрослых со сменной аккумуляторной батареей, сетевым блоком питания, зарядным устройством батареи; из блока монитора с каналами ЭКГ, SPO2, АД, ЭКС с регистратором и цветным ЖК-дисплеем размером 152х91 мм, разрешение дисплея при этом 320×240.

В процессе работы, присутствует речевое сопровождение манипуляций оператора и процесса работы устройства.